

単結晶作成装置関連機器

■ 電子ビームによるタングステンるつぼ封入装置

[外 観]




[封入例]



溶接した
タングステン坩堝

溶接部分の断面

坩堝内部に試料を入れ、
蓋と本体を電子ビーム
溶接機で真空中で溶接
する。



株式会社 ジー・イー・エス

〒981-0134 宮城県宮城郡利府町しらかし台六丁目 4-4

TEL 022-356-1455(代) FAX 022-356-1438

URL <http://www.ges.co.jp/>

