


半自動 電子ビーム封入炉

■ 電子ビームによるタングステンるつぼ封入装置



真空中で電子ビームを発生させてタングステンるつぼに試料を封入する装置です

操作画面



カメラ1の表示 240 * 320

カメラ2の表示 240 * 320

十字カーソルの微調整

十字カーソルの微調整

フィラメント前後、左右、上下操作スイッチ

試料昇降、回転操作スイッチ

他画面選択スイッチ

EBガンパワー表示

カメラ1

カメラ2

カメラ移動

カメラ移動

フィラメント前後左右

フィラメント上下

高速

低速

昇降装置

高速

低速

試料回転

高速

低速

CW

CCW

間欠回転


定速回転

メニュー画面

加速電圧 0.1 KV

ミッション電流 01.2 mA

フィラメント電流 01.2 A



他画面選択スイッチ

封入例



株式会社 ジー・イー・エス

〒981-0134 宮城県宮城郡利府町しらかし台六丁目 4-4

TEL 022-356-1455(代) FAX 022-356-1438

URL <http://www.ges.co.jp/>

